

# 登全醫事檢驗所通告

公告編碼：104005

公告日期：104年 08 月 06 日

公告事項：(1)TIBC 變更參考區間、(2)採檢注意事項

## 1. TIBC 因參考區間審查自 8/4 起變更參考區間，相關說明如下：

檢驗項目：Total Iron Binding Capacity, TIBC

健保編碼：09035C 總鐵結合能力

報告時效：每天

分析方法：Sequential release and uptake of iron, ADVIA 1800, SIEMENS

參考區間：TIBC：**200 - 400 ug/dL**

## 2. 送檢單/檢驗申請單填寫：

本所為配合 TAF ISO 15189 醫學實驗室認證要求，避免交付之資料項目謄寫輸入錯誤，造成報告延誤，敬請各單位配合開立申請單或填寫送檢單明細。

A. 送檢單包括**送檢單位名稱、病人姓名**、性別、病歷號、生日、身分證字號、就診日、**檢驗項目**。

B. 送檢單/檢體標籤字跡敬請以標準楷書**書寫清楚**，避免因簡體字辨識錯誤造成延誤報告；項目勾選或書寫務必清楚，以減少錯誤之發生。


C. 處方箋/自費申請單請依項目需求開立一張即可，避免資源浪費。

## 3. 檢體採集注意事項：

A. 採血器(生化管)請盡量**採滿血量**以方便 CHECK，且生化及血清檢查檢體皆是本管檢體，當項目較多時需採 2 管；請將**拉柄拉到底後折斷再蓋回蓋子**。

B. 紫管與灰管皆含抗凝劑，所以務必混合均勻，**不可凝固**；檢體試管蓋子務必蓋緊(**蓋對管子**)，避免血液或尿液外漏汙染其他檢體。

C. 請依照處方箋項目使用**正確檢體試管**，如有疑問歡迎來電洽詢。



謹此敬告

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所  
JY17060013  
醫檢師 劉燈煌