

登全醫事檢驗所通告

公告編碼：105006

公告日期：105年06月06日

公告事項：檢驗分析方法變更及參考區間變更；端午節休假；
採檢注意事項

1. 配合變更分析設備，分析方法及參考區間變更如下表：

項目	新參考區間	原參考區間	異動否
GOT(AST)	< 40	< 40	否
GPT(ALT)	< 40	< 40	否
T-Protein	6.3-8.5	6.4-8.5	是
Albumin	3.5-5.3	3.5-5.0	是
ALP	34-104	104-338	是
T-Bilirubin	0.20-1.20	0.2-1.2	否
D-Bilirubin	0.00-0.20	0.0-0.4	是
BUN	6-23	5.0-21.0	是
Creatinine	0.5-1.3	0.6-1.3	是
Uric acid	M:3.5-7.6 / F:2.3-6.6	3.0-7.2 / 2.0-6.0	是
Triglyceride	< 150	< 150	否
Cholesterol	< 200	120-200	是
HDL-C	M:≥40 / F:≥50	≥40 / >50	否
LDH	140-271	106-250	是
CPK	30-223	<175 / <150	是
Amylase	29-103	33-120	是
Ca	8.6-10.3	8.6-10.5	是
IP	2.5-5.0	2.3-4.7	是
hs-CRP	< 0.5	< 0.5	否
Iron	50-212	50-200 / 30-180	是
HAV-IgG	< 20.0(-)	< 20.0(-)	否
HAV-IgM	<0.8(-) ; ≥1.2(+)	> 1.0(+)	是
HBsAg	< 1.0(-)	< 0.05(-)	是
HBsAb	≥ 12.0(+)	> 10.0(+)	是
HBeAg	< 1.0(-)	< 1.0(-)	否
HBeAb	<0.8(-) ; ≥1.2(+)	< 1.0(+)	是
HCV	<0.8(-) ; >1.0(+)	< 1.0(-)	是
HIV Ag/Ab combo	< 1.0(-)	< 1.0(-)	否
Rub-IgG	<5.0(-) ; ≥10.0(+)	(-)	是
AFP	<9.0 ng/mL	< 15.0	是
CEA	< 5.0	<3.0 / <5.0	是
PSA	< 4.0	< 4.0	否
CA199	< 37	< 37	否

CA125	< 35.0	< 35.0	否
CA153	< 32.4	< 31.3	是
β -HCG	< 10	< 5	是
T3	60-181	58-159	是
T4	4.8-12.5	4.80-12.70	是
TSH	0.35-5.50	0.35-4.94	是
Free T3	2.3-4.2	2.0-4.4	是
Free T4	0.74-1.76	0.70-1.48	是
E2	見附加說明		是
LH	見附加說明		是
FSH	見附加說明		是
Prolactin	見附加說明	2.5-17 / 1.9-25	是
Progesterone	見附加說明		是
Testosterone	見附加說明		是
IgE	< 160	< 100	是
Ferritin	22-322 / 10-291	30-400 / 13-150	是
Insulin	3.0-25	2.6-24.9	是

2. 6/9(四)端午節本所公休一天，停止收件；6月10正常收件。

當日(6/8)急件以口頭報告或傳真，亦可上本所網站查詢報告（帳號及密碼請來電查詢），正式報告於6/10（星期五）發出。

網域	網址
HINET	www.tnch.com.tw
VPN	10.244.188.45

3. 採檢注意事項：

- (1)採檢管：一般血清生化項目，請先拉到底折斷拉柄再蓋蓋子，避免溶血。
- (2)紫管：CBC、HbA1c、G6PD、ESR、Hb-EP等血液項目，真空管可直接注入。
- (3)灰管：血糖專用管，非真空管請開蓋注血，務必蓋好蓋對蓋子，混合均勻。
- (4)藍管：PT、APTT專用管，必須採足夠比例血液混合均勻。

檢體採後請靜置約20-30分鐘後放入4-8°C冷藏冰箱(勿直接放入冷藏易溶血)

謹此告知

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所
JY17060013
醫檢師 劉燈煌