

登全醫事檢驗所通告

公告編碼：103006

公告日期：103年7月11日

公告事項：本所通過 TAF ISO15189 醫學實驗室認證；CBC 變更儀器方法

1. 本所為追求更高品質要求，提供更完善服務品質，特參與 TAF 財團法人全國認證基金會 ISO15189 醫學實驗室認證，於 5 月 23 日正式通過認證。期間承蒙各位診所配合，十分感激。特於**即日起至 8/30 止**，實施**優惠回饋專案**。

2. CBC/DC 自 103 年 7 月 7 日起變更操作儀器方法及費用

(1) 檢驗項目：Blood Routine：Complete Blood Count，CBC

健保編號：08011C 全套血液檢查 8 項，08013C 白血球分類計數

健保點數：200，70

自費收費：200，**100**

檢體採集：EDTA 紫頭管全血 2-3 mL，2~8°C 冷藏，24 小時穩定，經由運送，最好 12 小時內完成分析。當真空試管血液容積為 3 mL 時，至少抽血量應在 1.5 mL 以上，避免過高的抗凝劑鹽類改變數據。

報告時效：每天

分析方法：**XN-2000**，SYSMEX and Microscopy

參考區間：WBC	4000-10000	/uL
RBC	M：4.3-6.2，F：3.9-5.5	10 ⁶ /uL
Hemoglobin	M：13.4-18.0，F：11.8-16.0	g/dL
Hematocrit	M：40-53，F：35-47	%
MCV	80-99	fL
MCH	27-33	pg
MCHC	30-36	g/dL
Platelet	130-400	10 ³ /uL
Neutrophil	40-70	%
Lymphocyte	20-45	%
Monocyte	2.0-12.0	%
Eosinophil	0.0-7.0	%
Basophil	0.0-1.5	%

(2) 檢驗項目：Blood Routine：Eosinophil Count

健保編號：08010C 嗜酸性白血球計算

健保點數：30

自費收費：**150**

分析方法：**XN-2000**，SYSMEX

謹此告知

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所
JY17060013
醫檢師 劉燈煌