

## 登全醫事檢驗所通告

公告編碼：103003

公告日期：103 年 03 月 28 日

公告事項：T3、Testosterone 方法變更、參考區間修正

1. T3 自即日起更換分析方法、參考區間如下：

檢驗項目：Triiodothyronine，T3

健保編號：09117C 三碘甲狀腺原氨酸

健保點數：250

自費收費：400

檢體採集：Serum，採檢前的準備不須空腹，靜脈採血不加任何抗凝劑，血液完全凝固後，離心分離出血清至少 0.5mL。檢體於 2-8°C 可存放 48 小時或-20°C 長期保存。檢體只供三天內複驗。

報告時效：每天

分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)，e411，ROCHE

參考區間：80 – 200 ng/dL

(原採檢手冊 P77)

2. Testosterone 自即日起更換分析方法、參考區間如下：

檢驗項目：Testosterone

健保編號：09121C 睪丸酯醇免疫分析

健保點數：150

自費收費：400

檢體採集：Serum，採檢前的準備不須空腹，靜脈採血不加任何抗凝劑，血液完全凝固後，離心分離出血清至少 0.5mL。檢體於 2-8°C 可存放 48 小時或-20°C 長期保存。

報告時效：每天

分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)，e411，ROCHE。

參考區間：F：20-49 歲 8 – 50 ng/dL，≥ 50 歲 3 – 40 ng/dL

M：20-49 歲 330 – 805 ng/dL，≥ 50 歲 273 – 816 ng/dL (原採檢手冊 P72、73)

謹此告知

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所  
JY17060013  
醫檢師 劉燈煌